



ENVIO DE NFORMES  
POR E-MAIL



FECHA: N/D

DOC: INFODER-0001

VERSION 1.0

AUTOR: BIODATA

AUDITO: BIODATA

## **LabWin 3.x - Envío de informes por Mail**

## **I.- Objeto:**

Este módulo pone los informes de los pacientes en las casillas de correo que se hayan definido. Puede optarse por enviar informes a:

- 1.- Pacientes.
- 2.- Médicos.
- 3.- Colegas, muestras derivadas.
- 4.- Mutuales.
- 5.- Lugar de origen de las muestras.

Además el programa pone los informes en una página web, si en cada caso están configurados los datos necesarios.

## **II.- Definiciones:**

1.- Mediante el menú principal / herramientas / informes por mail o por el icono correspondiente se debe definir la configuración para enviar por mail y para subir a la web.

2.- Mediante el programa mantenimiento de ficheros / Médicos: se debe colocar una dirección de mail a aquellos que se desea enviar mail o subir a web.

3.- Mediante el programa mantenimiento de ficheros / facturación / bioquímicos derivantes se debe colocar una dirección de mail a aquellos a los que deseo enviar los resultados por mail o subirlos a la web.

4.- Mediante el programa mantenimiento de ficheros / facturación / obras sociales se debe colocar una dirección de mail a aquellas que se desea enviar mail o subir a web los informes de los pacientes.

5.- Mediante el programa mantenimiento de ficheros / varios / lugar de origen de las muestras obras sociales se debe colocar una dirección de mail a aquellas que se desea enviar mail o subir a web los informes de los pacientes.

## **III.- Procedimiento:**

Cuando ingreso al programa se ve una pantalla así:

Para usar el programa se coloca el número de cada protocolo que se quiere enviar. Se puede hacer tecleando los números o escaneado el si tuviese códigos de barra. Para facilitar el trabajo el programa de impresión de informes puede imprimir en un código de barra el número de paciente.

En la pantalla de abajo se ven los nombres de los pacientes cuyos informes se enviaran por e-mail.

Con los tres botones bajo esta pantalla de puede:

**Imprimir:** imprimir un informe.

**Vaciar:** Saca los informes de la bandeja de salida para que no sean enviados al conectar.

**Mensaje:** Muestra el texto del informe.

Para eliminar un solo protocolo de la lista de los que serán enviados basta solo con que este resaltado y oprimir la tecla suprimir (o Delete)

Arriba del listado de pacientes a enviar se encuentran los siguientes botones:

**Intervalo:** Tiene por objeto seleccionar un intervalo de pacientes, de los cuales se enviarán automáticamente los informes por mail. Si están completos todos los análisis.

**Derivantes:** Tiene por objeto seleccionar colegas a los que deseo enviar los pacientes, que tengan completos todos los análisis.

**Médicos:** Tiene por objeto seleccionar médicos a los que deseo enviar los pacientes, que tengan completos todos los análisis.

**Mutuales:** Tiene por objeto seleccionar mutuales a las que deseo enviar los pacientes, que tengan completos todos los análisis.

The screenshot shows a window titled "Informes por e-mail". It contains a form with the following elements:

- A text input field labeled "Número o apellido del paciente a enviar:" with a "Conectar" button to its right.
- A row of buttons: "Enviar", "Intervalo", "Derivantes", "Médicos", "Mutuales", and "L. de Origen".
- A dropdown menu labeled "Bandeja de salida".
- A table with the following headers: "Número", "Apellido y nombre", "Enviado", and "Destinatario/s". The table body is currently empty.
- Buttons: "Imprimir", "Vaciar", and "Mensaje".
- Two checkboxes: "Imprimir lista de enviados al conectar" and "Usa código de barras".
- A section titled "Direcciones de e-mail" with buttons "Modificación" and "Listado".
- A section titled "Configuración" with buttons "General", "E-Mail", and "Web".
- A "Salir" button at the bottom right.